

# Emulsions-Pflegekoffer

mit folgendem Inhalt:

- Thermometer zur Bestimmung der Probertemperatur
- Nitrit-Teststäbchen (100 St.)
- Nitrat-Teststäbchen (100 St.)
- ph-Teststäbchen (100 St.)
- Wasserhärte-Teststäbchen (100 St.)
- Plastikbecher für Probeentnahme
- Plastikflaschen für Probeentnahme (3 St.)
- Pflegeplan für Kühlschmierstoffe
- Wartungsplan
- Technische Regeln TRGS 611



Vertrieb durch:

**Günter Kasel – Handelsvertr./Vertrieb – Lilienthalstr. 10 – D-95444 Bayreuth**

Telefon: +49(0)921-513371 – Fax: +49(0)921-5166029

e-mail: [info@kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de](mailto:info@kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de)